

Ny värmemaskin CWS 5000



Avancerad och tekniskt överlägsen

- Fläktmotor med två hastigheter och två nivåer av flödes hastigheter. CWS 5000 kan såväl blåsa upp en mycket stor filt som en liten filt.
- Använder en likströmsmotor samt en tyst och toppmodern fläkt.
- CWS 5000 styrs och drivs genom en unik robust programvara utvecklad av Care Essentials.
- Cocoon™ CWS 5000 är lätt och kompakt, men ändå väldigt robust.
- Designad för att vara användarvänlig.
- Vi följer alla väsentliga regulatoriska standarder. Vi är godkända av FDA, CE, TGA, Japan Health. CWS 5000 har testats för IEC 60601-1 3:e upplagan, AM 1 av UL, USA.



TEMPERATURHAN- TERINGSSYSTEM

Konvektiv värmemaskin

Mikroprocessorstyrd, filterstatusindikator, digitalt temperatursensorsystem, tvättbar skyddsslangkåpa, inbyggt säkerhetsövervakningssystem, infällbara sängkrocksfästen, extern testport.

Elektriskt

Matningsspänning	220–240 VAC, 110–120 VAC, 100 VAC
Tillförsel frekvens	50/60 Hz

Klassificering

Tillämpad delklassificering/enhetsklassificering	Typ BF
TGA – Medicinteknisk produkt & MDD 93/42/ECC	Klass II b produkt

Prestanda

Temperaturinställningar mäter den genomsnittliga lufttemperaturen i slutet av tillloppsslangen	Omgivningstemperatur 34 °C, 40 °C, 43 °C eller 46 °C
Temperaturnoggrannhet för tilluft, med undantag för inställningen av omgivningstemperatur.	+/-2 °C med lock för tillloppsslang
Höghastighetsfläkt	Om hög flödes hastighet krävs, (Tryck på _ HIGH SPEED)-knappen


Fysiska mått

Mått	29 cm x 22 cm x 40 cm
Vikt	6,0 kg
Filtertyp/livslängd	Bakteriologiskt HEPA-filter/2000 timmar 0,2 mikron



Care Essentials Pty Ltd
103 Mornington Street, North Geelong, VIC 3215
Telefon: +61 3 5277 1455 Fax: +61 3 5277 1411
E-post: queries@careessentials.com.au

CE 0805



QPF 058 – version: 8 – ersätter 7

Engångsbruk Patientvärmefiltar



Cocoon-filtar är gjorda av ett mjukt, bekvämt och lätt non-woven-material. Allt material som används i våra filter är latexfritt. Våra unika mikroskopiska perforeringar ger en jämn luftfördelning utan risk för rester. De universella fästena vid inloppsporten säkerställer att slangen sitter stadigt i filtern. Fästena och det starka tyget möjliggör användning av samma filt på patienten från förvärmning, under operation och vid återhämtning.

INTRAOPERATIVA FILTER


Modell: **CLM 0101**

Helkroppsfilt

Storlek: 100 x 195 cm

Slangportar: 1

- Rikliga dimensioner för att rymma alla patienter.
- Kan användas vid förvärmning och återhämtning.



Modell: **CLM 0102**

Underkroppsfilt

Storlek: 100 x 120 cm

Slangportar: 1

- Generös mängd band för att fästa filtern över buken och för att förhindra luftläckage till operationsstället.




Modell: **CLM 0103**

Överkropp – armar i filt

Storlek: 96 x 130 cm

Slangportar: 2

- Generös mängd band för att fästa filtern över buken och för att förhindra luftläckage till operationsstället.
- Två slanginlopp för att underlätta för operatören.




Modell: **CLM 0104**

Överkropp – filt för armar utåt

Storlek: 57 x 196 cm

Slangportar: 2

- Två slanginlopp för att underlätta för operatören.
- Fästen för armbord för att fästa filtern över buken och för att förhindra luftläckage till operationsstället.
- Genomskinligt skyddsvisir för att behålla värme.
- Gott om band för att fästa filtern över bälten.



STERIL FILT

Modell: **CLM 0202**

Steril hjärt-/underkroppsfilt

Storlek: 100 x 120 cm

Slangportar: 1

- Extra lång slangport för att hålla värmeenheten borta från det sterila fältet.
- Generös mängd band för att fästa filtern över buken och för att förhindra luftläckage till operationsstället.



Care Essentials Pty Ltd
103 Mornington Street, North Geelong, VIC 3215
Telefon: +61 3 5277 1455 Fax: +61 3 5277 1411
E-post: queries@careessentials.com.au

CE 0805

EC REP



QPF 058 – version: 8 – ersätter 7

Engångsbruk Patientvärmefiltar



PEDIATRISKA FILTAR

Cocoon-patientuppvärmning ger effektiv och säker temperaturhantering för spädbarn och barn i alla medicinska miljöer. Skonsam uppvärmning genom mikroskopiska perforeringar håller spädbarn och barn säkra.


Modell: **CLM 0105**

Pediatrik – neonatal filt

Storlek: 89 x 95 cm

Slangportar: 2

- Fullständig kirurgisk tillgång när patienten är ovanpå det vadderade området på sidan med vitt tyg.
- Två slanginlopp för att underlätta för operatören.
- Två lakan av klar plast (för extra värme).




Modell: **CLM 0105L**

Pediatrik – neonatal filt

Storlek: 89 x 95 cm

Slangportar: 2

- Fullständig kirurgisk tillgång när patienten är ovanpå det vadderade området på sidan med vitt tyg.
- Två slanginlopp på motsatt sida av CLM 0105 för att underlätta för operatören.
- Två lakan av klar plast (för extra värme).




Modell: **CLM 0106**

Pediatrik – tubfilt

Storlek: 62 x 125 cm

Slangportar: 1

- Full kirurgisk åtkomst när patienten ligger mellan två rörformiga sektioner på sidan med vitt tyg.
- Varmluft riktas både över och ned längs patienten.
- Ett lakan av klar plast (för extra värme).




Modell: **CLM 0107**

Pediatrik – barnfilt

Storlek: 100 x 135 cm

Slangportar: 2

- Fullständig kirurgisk tillgång när patienten är ovanpå det vadderade området på sidan med vitt tyg.
- Två lakan av klar plast (för extra värme).




Modell: **CLM 0109**

Pediatrik helkropp

Filtstorlek: 100 x 120 cm

Slangportar: 1

- Rikliga dimensioner för att rymma alla pediatrika patienter.




Modell: **CLM 0112**

Flerfunktionsluftkanal

Storlek: 100 x 14 cm

Slangportar: 1

- Full kirurgisk tillgång när patienten ligger bredvid den rörformade luftkanalen.
- Genom att placera ett täcksikt över luftkanalen hålls varm luft kvar och riktas både över och längs med patienten.




Engångsbruk Patientvärmefiltar




Modell: **CLM 0115**
Stor pediatrik underfilt
Storlek: 100 x 120 cm
Slangportar: 1

- Full kirurgisk tillgång när patienten ligger ovanpå det vadderade området.




Modell: **CLM 0116**
Liten pediatrik underfilt
Storlek: 60 x 90 cm
Slangportar: 1

- Full kirurgisk tillgång när patienten ligger ovanpå det vadderade området.



Modell: **CLM 0117**
Pediatrik underkropp
Storlek: 60 x 90 cm
Slangportar: 1

- Täcke som ska placeras ovanpå patienten.




SPECIALFILTAR & HJÄRTFILTAR

Cocoon tillhandahåller specialfiltar för varje procedur.


Modell: **CLM 0108**
Hjärtåtkomstfilt
Storlek: 100 x 195 cm
Slangportar: 1

- 40 cm slits från halsområdet ner längsmed filtens över bröstet och buken för enkel åtkomst.




Modell: **CLM 0118**
Bukåtkomstfilt
Storlek: 184 x 195 cm
Slangportar: 3

- Utskuren sektionen över bröstet och buken för enkel åtkomst.
- Rikliga dimensioner för att passa alla patienter och positioner.
- Fästen för armbord för att säkra filten på plats.
- Rikligt med band runt öppningen för att fästa filten på bälten.



Modell: **CLM 0120**
Gynekologifilt
Storlek: 175 x 190 cm
Slangportar: 2

- Maximal täckning över bröst och buk för enkel åtkomst samtidigt som den tillåter flexibel rörelse av benen.
- Fästen över armar och ben för att säkra filten när den är på plats.
- Rikliga dimensioner för att rymma alla patienter.



Care Essentials Pty Ltd
103 Mornington Street, North Geelong, VIC 3215
Telefon: +61 3 5277 1455 Fax: +61 3 5277 1411
E-post: queries@careessentials.com.au

CE 0805

EC REP




Engångsbruk

Patientvärmefiltar




Modell: **CLM 0121**
Multiåtkomstfilt
Storlek: 100 x 195 cm
Slangportar: 1

- Flexibel design för att tillåta kirurgisk åtkomst genom att vika de bakre delarna av filten.




Modell: **CLM 0124**
Kirurgisk åtkomst – filt för armar inåt
Storlek: 100 x 210 cm
Slangportar: 3

- Större utskuren sektion över bröstet och buken.
- Rikliga dimensioner för att passa alla patienter och positioner.
- Rikligt med band runt öppningen för att fästa filten på bålen.




Modell: **CLM 0125**
Litotomi- och laparoskopifilt
Storlek: 185 x 195 cm
Slangportar: 2

- Klipp ut sektionen över bröstet och buken för enkel åtkomst samtidigt som benen kan röras flexibelt.
- Fästen över armar och ben för att säkra filten när den är på plats.
- Rikliga dimensioner för att passa alla patienter och positioner.
- Rikligt med band runt öppningen för att fästa filten på bålen.




Modell: **CLM 0133**
Ryggtäcke för underkroppen
Storlek: 87 x 198 cm
Slangportar: 1

- För användning vid ryggradskirurgi.
- Ger obegränsad och full åtkomst till patienten.
- Vätskedraineringshål i filten gör att vätskor kan tömmas ut.



Modell: **CLM 0113**
Kardiologlaboratoriefilt
Storlek: 28 x 335 cm
Slangportar: 1

- Ger obegränsad och full åtkomst till patienten.
- Fästen håller filten säkert på patienten.



Engångsbruk Patientvärmefiltar



STORA FILTAR

Cocoon erbjuder en rad stora filtar för längre patienter.


Modell: **CLM 0126**

Stor underkroppsfil

Storlek: 120 x 150 cm

Slangportar: 1

- Rikligt med band för att fästa filten över buken.
- Större storlek för att passa bariatriska patienter.




Modell: **CLM 0128**

Stor helkroppsfil

Storlek: 150 x 203 cm

Slangportar: 1

- Rikliga dimensioner för att rymma alla patienter.




Modell: **CLM 0141**

Stor fil för hjärtåtkomst

Storlek: 147 x 195 cm

Slangportar: 1

- 57 cm slits från halsområdet ner längsmed filtens över bröstet och buken för enkel åtkomst.




Modell: **CLM 0129**

Förlängd underkroppsfil

Storlek: 100 x 160 cm

Slangportar: 1

- Perfekt för längre patienter.
- Generös mängd band för att fästa filten över.




Modell: **CLM 0130**

Stor helkroppsfil

Storlek: 100 x 195 cm

Slangportar: 1

- Perfekt för längre patienter.
- Mer uppblåst område för extra värme till patienterna.




Modell: **CLM 0131**

Förlängd överkroppsfil –
armar inåt

Storlek: 96 x 130 cm

Slangportar: 2

- Perfekt för längre patienter.
- Mer uppblåst område för extra värme till patienterna.




Engångsbruk Patientvärmefiltar




Modell: **CLM 0132**
Stor överkropp – filt för
armar utåt
Storlek: 76 x 198 cm
Slangportar: 2

- Fästen för armbord för att säkra filten i position.
- Genomskinlig skyddsvisir för att behålla värme.



Modell: **CLM 0142**
Förlängd
kardiologlaboratoriefilt
Storlek: 20 x 406 cm
Slangportar: 1

- Ger obegränsad och full åtkomst till patienten.
- Fästen håller filten säkert på patienten.
- Perfekt för längre patienter.



UNDERKROPPSFILTAR


Modell: **CLM 0122**
Tubfilt för vuxna
Storlek: 90 x 217 cm
Slangportar: 1

- Full kirurgisk åtkomst när patienten ligger mellan två rörformiga sektioner.
- Varmluft riktas både över och längs patienten.




Modell: **CLM 0127**
Full åtkomst-filt för vuxna
Storlek: 90 x 206 cm
Slangportar: 4

- Underkropp, obegränsad kirurgisk åtkomst.
- Vätskedraineringshål i filten gör att vätskor kan tömmas ut.
- Armslitsar för enklare positionering av patienten.




Modell: **CLM 0137**
Underkroppsfilt för litotomi
Storlek: 90 x 169 cm
Slangportar: 2

- Obegränsad kirurgisk åtkomst samtidigt som den tillåter flexibel rörelse av benen.
- Vätskedraineringshål i filten gör att vätskor kan tömmas ut.
- Armslitsar för enklare positionering av patienten.



Modell: **CLM 0138**
Stor underkroppsfilt
Storlek: 225 x 96 cm
Slangportar: 4

- Obegränsad kirurgisk åtkomst.
- Rikliga dimensioner för att rymma långa patienter.
- Armslitsar för enklare positionering av patienten.



Engångsbruk Patientvärmefiltar



SORTIMENT FÖR FÖRVÄRMNINGSKLÄNNINGSFILT

Cocoon förvärmningsklänningar är gjorda av mjukt non-woven-material och används för att värma patienten före operation. Dessa finns i fyra olika storlekar: Small, Medium, Large och Extra Large. Alla klänningar kan göras om till filtar för operation efter förvärmning.

Modell: **CLM 096**


EXTRA LARGE

Hel engångs-Cocoon

Förvärmande klänning

Storlek: 130 x 135 cm

Slangportar: 1



Modell: **CLM 096K**


EXTRA LARGE

Hel engångs-Cocoon

Förvärmande klänningsfilt
med kit (väska för patientens
tillhörigheter, mössa, tossor)

Storlek: 130 x 135 cm

Slangportar: 1



Modell: **CLM 097**


LARGE

Hel engångs-Cocoon

Förvärmande klänning

Storlek: 127 x 135 cm

Slangportar: 1



Modell: **CLM 097K**


LARGE

Hel engångs-Cocoon

Förvärmande klänningsfilt
med kit (väska för patientens
tillhörigheter, mössa, tossor)

Storlek: 127 x 135 cm

Slangportar: 1



Modell: **CLM 098**


MEDIUM

Hel engångs-Cocoon

Förvärmande klänning

Storlek: 117 x 130 cm

Slangportar: 1



Modell: **CLM 098K**


MEDIUM

Hel engångs-Cocoon

Förvärmande klänningsfilt
med kit (väska för patientens
tillhörigheter, mössa, tossor)

Storlek: 117 x 130 cm

Slangportar: 1



Modell: **CLM 099**


SMALL

Hel engångs-Cocoon

Förvärmande klänning

Storlek: 90 x 98 cm

Slangportar: 1



Modell: **CLM 099K**


SMALL

Hel engångs-Cocoon

Förvärmande klänningsfilt
med kit (väska för patientens
tillhörigheter, mössa, tossor)

Storlek: 90 x 98 cm

Slangportar: 1



Modell: **CLM 0143**

Flexibel engångs-Cocoon

Klänningsfilt

Storlek: 130 x 160 cm

Slangportar: 1



Modell: **CLM 0143K**

Flexibel engångs-Cocoon

Klänningsfilt med kit (väska
för patientens tillhörigheter,
mössa, tossor)

Storlek: 130 x 160 cm

Slangportar: 1

